


Das Testsystem für die HPV-Diagnostik

HPV-screening Kit

Nachweis von Humanen Papilloma Viren in klinischen Proben



Entwickelt für ein initiales HPV-screening

Einzelnachweis von HPV 16 und 18 zum Impfscreening

Differenzierung in 18 Hoch-Risiko und 6 Niedrig-Risiko HPV Genotypen

Geeignet für HPV-Analysen aus zytologischem Abstrich- und Paraffinmaterial, sowie Biopsiematerial

Die interne Positivkontrolle dokumentiert eine erfolgreiche DNA-Extraktion, DNA-Amplifikation und Hybridisierung.

Befund 1: HPV negativ

Befund 2: HPV positiv, Hoch-Risiko-Typen 18

Befund 3: HPV positiv, Niedrig-Risiko-Typen

HPV-typing Kit

Subtypisierung von HPV Hoch- und Niedrig-Risiko-Typen

Einzelnachweis von HPV 16, HPV 18, HPV 45 sowie HPV 6 und 11


Gruppentypisierung der 30er und 50er Hoch-Risiko-Typen (HPV 31, 33, 35, 39 und HPV 51, 52, 53, 56, 58, 59)

Ermöglicht den Nachweis einer multiplen HPV-Infektion sowie die Beobachtung des Krankheitsverlaufs

Befund 1: HPV positiv, Niedrig-Risiko, HPV 11

Befund 2: HPV positiv, Hoch-Risiko, HPV 18

Befund 3: HPV positiv, Hoch-Risiko, HPV 16



Bestell-Nr.:	Beschreibung:	Stück:
RDB2080	HPV typing	12 Tests
RDB2080X	HPV typing	60 Tests
RDB2082	HPV screening	12 Tests
RDB2082X	HPV screening	60 Tests